


1.


Verekülv




2.



Tsitraatlisand  
Hüübimistestid  
Verd võtta  
kindlasti märgini




3.




Tsitraatlisand  
Erütrotsüütide  
settekiiruse  
määramiseks

Verenivoo peab  
jääma kahe valge  
märgi vahele




4.




Lisandita või  
hübe  
aktivaatoriga  
katsut  
biokeemiliste ja  
immunoloogiliste  
uuringute  
määramiseks


5.




Hepariinlisand  
D-dimeeride ja  
troponiini  
määramiseks




6.



EDTA-lisand  
Kliinilise vere  
uuringud



7.



Glükolüüsi  
inhibiitor  
Veresuhkru  
määramiseks

